



VITALEENERGY-MAT

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der **VITALENERGY-MAT** unbedingt die Anleitung! So vermeiden Sie Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder Bedienung hervorgerufen werden können. So wird Ihr Gerät Sie lange mit einer optimalen Funktion verwöhnen.

SICHERHEITSHINWEISE

Die Konstruktion der **VITALENERGY-MAT** entspricht zum Zeitpunkt der Auslieferung dem neuesten Stand der Technik und ist durch umfangreiche Tests durch den Hersteller geprüft. Verwenden Sie VITALENERGY-Produkte nur im fehlerfreien Zustand. Das wichtigste Ziel der Sicherheitshinweise besteht darin, Personenschäden zu verhindern.

- Überzeugen Sie sich vor jeder Benutzung vom ordnungsgemäßen und fehlerfreien Zustand der **VITALENERGY-MAT** .
- Sorgen Sie für die sichere Verlegung aller beweglichen Anschlusskabel. Mehrfachsteckdosen, die lose auf dem Fußboden liegen, sollten nicht verwendet werden. Es könnte sonst zu einer elektrischen Gefährdungen durch beschädigte Netzkabel oder durch eindringende Flüssigkeit kommen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es beim Betrieb des Bettes nicht gezerrt, überfahren oder durch bewegliche Teile gefährdet werden kann.
- Nehmen Sie die **VITALENERGY-MAT** außer Betrieb, wenn der Verdacht einer Beschädigung oder Fehlfunktion besteht. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Prüfen Sie das Netzkabel regelmäßig durch Besichtigen auf mechanische Beschädigung (Abschürfungen, blanke Drähte, Knickstellen, Druckstellen etc.) und zwar nach jeder aufgetretenen mechanischen Belastung z. B. Überfahren des Netzkabels mit dem Bett selbst oder mit Gerätewagen etc.
- Bitte beachten Sie, dass die Matte während der Anwendung nicht geknickt wird (Überhitzungsgefahr).

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Der Kunstlederbezug kann mit handelsüblichen Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln und einem weichen Tuch gereinigt werden. Für den Alcantarabezug empfehlen wir das COLOUR-LOCK Textil-Pflegeset (für 39,-€ lieferbar). Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Produktetikett. Dies finden Sie auf der Rückseite des Infrarot-Elements.



Abb.: Produktetikett

BEDIENUNG UND ANSCHLUSS DER STEUERUNG

Anschlüsse

- Kabelanschluss der Matte mit dem Anschluss des Controllers verbinden.
- Anschlusskabel des Netzteils (24V) mit Anschlusskabel der Steuerung verbinden
- Netzteil an die Steckdose 230 Volt anschließen.

Power-Taste

- Zum Einschalten drücken. Die LEDs zeigen die eingestellte Temperatur und kehren zum aktuellen Temperaturwert zurück.
- Mit der Power-Taste können Sie den Betrieb der Matte jederzeit unterbrechen.

Temperaturtasten (Temp +/-)

- Zum Einstellen der Wohlfühltemperatur die Tasten „Temp +“ oder „Temp -“ betätigen.
- Die Temperatur wird in 1°C Schritten mit den Tasten „Temp +“ und „Temp -“ eingestellt.
- Einstellbereich von +30°C bis +60°C.

Zeittasten (Time +/-)

- Zum Einstellen und Begrenzen der Betriebsdauer die Tasten „Time +“ oder „Time -“ betätigen.
- Die Betriebsdauer wird in 1 Std. Schritten mit den Tasten „Time +“ und „Time -“ eingestellt.



WICHTIG: Ohne Betätigen der Time-Taste (+/-) läuft die Matte im Dauerbetrieb und schaltet nicht selbstständig ab.

ANWENDUNG

Die **VITALENERGY-MAT** kann auf jeder Liege, dem Sofa oder Ruhesessel oder/ und als Auflage auf Ihrer Matratze verwendet werden. Mit ihren Maßen von 84cm x 58cm x 2,5cm kann sie bei einem unschlagbaren Gewicht von nur 2500 Gramm auch hervorragend mobil genutzt werden.

Mit der Anwendung der **VITALENERGY-MAT** z.B. ohne Bezug zwischen Matratze und Topper wird eine Reduzierung der Feuchtigkeit im Inneren der Matratze erreicht. Dadurch sinkt die Gefahr der Schimmel- und Pilzbildung und der Entwicklung von Milben – ein besonderer Vorteil für über 8 Millionen Allergiker in Deutschland.

BITTE BEACHTEN SIE: Bei wärmeempfindlichen Matratzen und Toppnern aus visco-/thermoelastischem Schaumstoff (auch MEMORYFOAM genannt), wird die **VITALENERGY-MAT** nicht empfohlen.

Weitere Informationen auf unserer Website: www.vitalenergy4you.de

TECHNISCHE DATEN

Größe des Bezuges: 84cm x 58cm x 2,5cm (LxBxH)

Größe des Infrarot-Elements: 78cm x 48cm

Gewicht der Mineralien 1.460 Gramm

Gewicht des Infrarot-Elements (ohne Bezug): 1.900 Gramm

Gewicht komplettes Set: 2.500 Gramm (Infrarot-Element, Bezug, Netzteil und Controller)

Leistung: 90W / 24V

Netzteil Input: 230VAC

Netzteil Output: 24VDC/6A

Digitaler Temperatur- und Zeitcontroller

ERFÜLLUNG VON NORMEN/ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DES HERSTELLERS

Produkte des Herstellers IR-FILIPS SYSTEMS e.K. (hier gemeint: **VITALENERGY-MAT**, Controller und Netzteil) tragen das CE-Kennzeichen des Herstellers in Übereinstimmung mit den entsprechenden europäischen Richtlinien, besonders der EMV-Richtlinie 2004/108/EG für elektrische und elektronische Zubehörteile, sowie der Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EG.

Die Bezüge entsprechen den OEKO-TEX Normen Standard 100 sowie ISO 9001.

IR-FILIPS SYSTEMS e.K. ist bei der EAR Stiftung (Entsorgungsgesetz) eingetragen: WEEE-REG.-Nr. DE 99041463 (Waste of Electrical and Electronic Equipment).

Melle, April 2021



Vielen Dank, dass Sie sich für die **VITALENERGY-MAT** aus dem Hause IR-FILIPS SYSTEMS e.K. entschieden haben. Zur Kontrolle und Bewertung der Wirksamkeit der **VITALENERGY-MAT** haben wir Ihnen ein kleines Tagebuch vorbereitet, in dem Sie Ihre persönlichen Eindrücke, Wirkung und Erfolge notieren können. Wir freuen uns, wenn Sie uns an Ihren Erfahrungen teilhaben lassen. Dafür bedanken wir uns bei Ihnen mit einem praktischen Geschenk.

WOCHE 1

WOCHE 2

WOCHE 3

WOCHE 4

WOCHE 5

WOCHE 6

IR-FILIPS SYSTEMS e.K.
Peter Filip
Lauensteinstrasse 12
D-49328 Melle

HRA 207478
Amtsgericht Osnabrück
USt-IdNr.: DE230180803
WEEE-Reg.-Nr. DE 99041463

T: 05427 9277 439
M: 0163 3848 234
info@vitalenergy-mat.de
www.vitalenergy-mat.de
